

#### Avertissements généraux :

- Commencer l'application sur une petite zone. Un léger picotement est normal. Si le patient ressent une brûlure intense, cela signifie que la peau est irritable. Dans ce cas, rincer la zone traitée avec de l'eau, arrêter la séance et appliquer la CRÈME VISAGE HYDRATANTE ET NOURRISSANTE pour peaux sèches.
- Toujours masser le produit sur une peau bien lubrifiée pour éviter les excoriations (si le gant ou la spatule ne glisse plus, appliquer une majeure quantité de produit).
- Éviter la zone sous les yeux (où se forment les poches) afin d'éviter un gonflement peu esthétique dans cette zone dans les jours suivant le traitement.
- Procéder au traitement en respectant un laps de temps approprié après le rasage ou l'épilation à la cire.
- Afin d'éviter les réactions allergiques, utiliser des gants en nitrile plutôt que des gants en latex.
- Ne pas traiter les zones présentant une dermatite séborrhéique (ex : zones latérales du nez).
- Ne pas traiter les coins de la bouche en présence de chéilite angulaire.
- Faire attention lors du traitement du pli inframammaire afin d'éviter le développement de fissures en cas de lésion cutanée.
- Attention : lors du traitement de peau séborrhéique ou acnéique, en particulier des zones délicates du visage (ex : côtés de la bouche), effectuer un maximum de deux applications successives de PRX-T<sub>33</sub>, en massant doucement. Un massage trop agressif peut abraser la peau endommagée et éventuellement causer des cicatrices.
- En cas d'utilisation d'acide rétinolique (isotrétinoïne) par voie topique, suspendre l'utilisation 15 jours avant de procéder au traitement par PRX-T<sub>33</sub>. Une fois toutes les séances d'application de PRX-T<sub>33</sub> terminées, il est possible de reprendre l'utilisation de l'acide rétinolique.

Copyright © 2014 - GPQ srl

Matériel d'information réservé aux professionnels de la santé. Reproduction interdite.

**WiQO<sup>med</sup>**  
Division scientifique

[www.wiqomed.com](http://www.wiqomed.com)  
[scientificdiv.gpq@wiqo.com](mailto:scientificdiv.gpq@wiqo.com)

Une ligne directe pour contacter les dermatologues et biologistes de recherche de **WiQO<sup>med</sup>** pour toute question scientifique ou enquête concernant le traitement avec **PRX-T<sub>33</sub>**

**WiQO<sup>med</sup>**

Distributeur exclusif pour la Suisse

  
**Suisse Medicaire**

Corso Elvezia 23 - 6900 Lugano (Suisse)  
email: [customer@suissemedicare.ch](mailto:customer@suissemedicare.ch)  
t. +41 76 402 18 87 web: [www.suissemedicare.ch](http://www.suissemedicare.ch)

M1USOWM15MC\_FR\_V1\_09/2019

Copyright © 2014 - GPQ srl

Matériel d'information réservé aux professionnels de la santé. Reproduction interdite.



**GPQ Srl - Milan**  
Laboratoire de production et R&D  
Tél. : +39 040 360408 - Fax : +39 040 761393  
[contact@wiqomed.com](mailto:contact@wiqomed.com)  
Via Flavia, 23/1  
TRIESTE - ITALIE

# PRX-T<sub>33</sub><sup>®</sup>

## INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DU DISPOSITIF MÉDICAL



MATÉRIEL D'INFORMATION RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ.

**WiQO<sup>med</sup>**

Reproduction interdite.

## REVITALISATION DU VISAGE ET DU COU

**Fréquence des séances :**  
**Une fois** par semaine pour un cycle de **1-5 séances**.

### MÉTHODE D'UTILISATION

- 1) Nettoyer la peau avec la WiQomed P Solution.
- 2) Appliquer une petite quantité de produit sur une petite partie de la zone à traiter et masser à l'aide de la spatule en caoutchouc ou à la main en utilisant la technique spécifique expliquée, et en veillant à maintenir la surface lubrifiée avec le produit.
- 3) Répéter l'application jusqu'à obtention de l'effet recherché (fermeté visible et palpable). Environ trois applications sont généralement nécessaires : 1-2 applications sont nécessaires pour le traitement du cou ou pour les peaux très fines et/ou délicates, et jusqu'à 5 pour les peaux très épaisses.
- 4) Procéder section par section jusqu'à ce que toute la surface soit traitée (en évitant les paupières).
- 5) Éliminer l'excès de gel avec un coton humide. Demander au patient de se rincer la peau à l'eau courante froide. Ceci lui permettra de sentir immédiatement la douceur et la fermeté de la peau.
- 6) Appliquer généreusement la CRÈME VISAGE HYDRATANTE ET NOURRISSANTE WiQo pour Peaux sèches sur la zone traitée afin de restaurer le film hydrolipidique, de prévenir le dessèchement et d'apaiser les rougeurs passagères.
- 7) Prescrire un post-traitement à domicile avec la CRÈME VISAGE HYDRATANTE ET NOURRISSANTE WiQo pour Peaux sèches, à appliquer 2 à 3 fois par jour pendant les premiers jours puis une à deux fois par jour. Prescrire également un traitement à domicile avec le FLUIDE LISSANT VISAGE WiQo, à appliquer une fois par jour à compter du lendemain du traitement par PRX-T<sub>33</sub>. Rappeler au patient qu'aucune autre crème ne doit être utilisée dans l'heure qui précède ou après l'application du fluide WiQo.

## REVITALISATION DE LA PEAU DU DÉCOLLETÉ ET D'AUTRES ZONES DU CORPS

**Indications :**  
Photo-vieillesse, atrophie dermique chez les patients d'âge moyen ou plus âgés.

**Fréquence des séances :**  
**4-6 séances hebdomadaires.**

### MÉTHODE D'UTILISATION

- 1) Appliquer le produit manuellement en massant la peau selon la technique décrite ou avec le pinceau en caoutchouc prévu à cet effet, jusqu'aux quadrants supérieurs du sein.
- 2) Ajouter du produit avant que le produit ne soit complètement absorbé et que le gant ou la spatule ne glisse plus. L'effet recherché (fermeté visible et palpable) est obtenu après 3-5 applications.
- 3) Rincer à l'eau et appliquer la CRÈME VISAGE HYDRATANTE ET NOURRISSANTE WiQo pour Peaux sèches.
- 4) Prescrire CRÈME POUR LE CORPS ANTI-DESSÈCHEMENT POUR ÉLASTICITÉ CUTANÉE, à appliquer à domicile une fois par jour, tous les jours.

## CONTRE-INDICATIONS GÉNÉRALES POUR L'APPLICATION DE PRX-T<sub>33</sub>

- Peau irritée
- Peau irritable
- Dermite séborrhéique
- Allergie à l'acide kojique
- Allergie au latex, en cas d'utilisation de gants en latex
- Grossesse et allaitement
- Éruptions cutanées et/ou herpétiques

### Effets secondaires possibles et problèmes :

- **Peeling sévère** : cela peut se produire après la première séance de traitement sur les peaux à couche cornéenne très épaisse. Cela peut durer 2-3 jours. Appliquer plusieurs fois par jour la CRÈME VISAGE HYDRATANTE ET NOURRISSANTE WiQo pour Peaux sèches.
- **Peau délicate qui devient rouge dès la première application** : arrêter après une application et recommander la CRÈME VISAGE HYDRATANTE ET NOURRISSANTE WiQo pour Peaux sèches.
- **Brûlure intense à l'application** : cela peut se produire chez les patients à peau irritable. Le diagnostic de « peau irritable » est symptomatologique et est posé lorsque le patient se plaint de brûlures après l'application d'un produit acide généralement toléré par la plupart des gens. Dans ce cas, rincer immédiatement la peau à l'eau froide et appliquer la CRÈME VISAGE HYDRATANTE ET NOURRISSANTE pour Peaux sèches.
- **Rougisement à l'application** : l'utilisation de la CRÈME VISAGE HYDRATANTE ET NOURRISSANTE WiQo pour Peaux sèches disparaît en quelques heures.
- **Rougeur étendue ou inégale tardive** : cela peut se produire le lendemain du traitement et est traitée avec une crème à la cortisone appliquée pendant plusieurs jours (auquel cas l'exposition au soleil doit être évitée).
- **Dessèchement** : appliquer plus fréquemment la CRÈME VISAGE HYDRATANTE ET NOURRISSANTE WiQo pour Peaux sèches.
- **Allergie à l'acide kojique ou aux gants en latex** : prescrire une crème à la cortisone.
- **Contact avec la conjonctive** : laver avec une solution saline stérile.
- **Démangeaisons, avec ou sans rougeur, dans les jours suivant le traitement** : très rares, probablement à cause d'une allergie à l'acide kojique. Prescrire une crème stéroïde.
- **Inflammation limitée tardive (apparaissant le lendemain ou plus tard)** : rougeur et/ou gonflement d'une zone limitée de la peau traitée, probablement due à une irritation de la peau non complètement intacte au moment de l'application (dermatite subclinique, épilation à la cire récente, etc.). Prescrire une crème stéroïde.
- **Apparition de taches arrondies plus foncées dans les deux jours suivant le traitement** : celles-ci sont dues au dessèchement de zones plus épaisses de la peau et disparaîtront avec l'exfoliation naturelle en quelques jours.

**En cas d'effets secondaires provoquant une inflammation persistante (érythème de plus d'un jour), il existe un risque d'hyperpigmentation chez les sujets prédisposés. Ceci n'est pas directement dû à l'acide trichloroacétique, mais plutôt à l'érythème. Surveiller ces patients afin d'éviter toute exposition au soleil et utiliser un écran solaire haute protection. Si nécessaire, prescrire des inhibiteurs de la tyrosinase.**

## VERGETURES

**Indications :**  
Vergetures récentes (rosées ou blanches), anciennes vergetures (y compris celles associées au traitement fractionnel au laser).

**Fréquence des séances :**  
**Une fois** par semaine pour un cycle de **5-15** séances.

### MÉTHODE D'UTILISATION

- 1) Appliquer PRX-T<sub>33</sub> sur les vergetures dans le sens de la longueur à l'aide du pinceau en caoutchouc prévu à cet effet.
- 2) Répéter jusqu'à ce que la partie basse des vergetures se soulève. Cela se produit en moyenne après 3 à 5 applications pour les vergetures rosées ou légères et après 5 à 10 applications pour les autres.
- 3) Éliminer l'excès de produit à l'eau et appliquer la CRÈME VISAGE HYDRATANTE ET NOURRISSANTE WiQo pour Peaux sèches.

## CICATRICES DÉPRIMÉES RÉCENTES

**Indications :**  
Cicatrices déprimées récentes (acné, impétigo, varicelle, etc.) qui ont encore une base rosâtre.

**Fréquence des séances :**  
Cicatrices : **3 fois** par semaine pendant **4-8 semaines** jusqu'à ce que la base de la cicatrice reste en relief pendant 15 jours.

### MÉTHODE D'UTILISATION

- 1) Frotter la base déprimée de la cicatrice avec le pinceau en caoutchouc prévu à cet effet ou avec un coton-tige imbibé de PRX-T<sub>33</sub>.
- 2) Répéter l'application jusqu'à ce que la base de la cicatrice se soulève.
- 3) Éliminer l'excès de gel avec un coton imbibé et appliquer la CRÈME VISAGE HYDRATANTE ET NOURRISSANTE WiQo pour Peaux sèches.